

Программный комплекс «Квазар»

Модуль
«Журнал диспансерного
наблюдения»

Руководство пользователя

Оглавление


Описание модуля	3
Начало работы с модулем.....	4
Журнал диспансерного наблюдения.....	5
Работа с табличной частью журнала	6
Экспорт журнала	10
Печать.....	11

Описание модуля

Из данного модуля возможно просматривать, редактировать, экспортировать и печатать журнал диспансерного наблюдения.

Начало работы с модулем


Выберите группу модулей «Диспансеризация»




Откроется группа модулей



Выберите модуль «Журнал диспансерного наблюдения»




Откроется окно модуля.



Журнал диспансерного наблюдения

Для формирования журнала диспансерного наблюдения необходимо выбрать период, за который необходимо отобразить журнал. По умолчанию журнал отображается за последний месяц.




Журнал диспансерного наблюдения x

Дата начала периода: 23.10.2020

Дата окончания периода: 23.11.2020

Далее возможно отфильтровать журнал по нужным данным.



Фильтр:

- Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки)
- Наименование**
- Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки)
- Наблюдение, завершённое за период (фильтр по дате постановки)
- Состоящие на Диспансерном наблюдении

Перетащите с

Выберите нужный фильтр и нажмите кнопку «Получить данные».



Журнал диспансерного наблюдения x

Дата начала периода: 23.10.2020

Дата окончания периода: 23.11.2020

Фильтр: Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки)

Включить быстрый фильтр

Получить данные Сохранить Печать

Если в системе есть информация, удовлетворяющая фильтру, то в табличной части журнала отобразятся записи.

Журнал диспансерного наблюдения

Дата начала периода: 01.09.2020 Дата окончания периода: 23.11.2020 Включить быстрый фильтр

Фильтр: Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки)

Получить данные Сохранить Печать

Перетащите сюда заголовок столбца для группировки

№	ФИО	Σ Дата рождения	Σ Пол	Σ ЕНП	Σ СНИПС	Σ Номер полиса	Σ Повод	Σ Диагноз	Σ Дата начала наблюдения	Σ Дата следующего посещения	Σ Поставивший	Σ Организация поставившего	Σ Адрес пациента
1			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		K29.4 - Хрониче...	13.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Миря пр...
2			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		M81.5 - Идиоп...	01.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Миря пр...
3			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		I20.8 - Другие ф...	17.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
4			M	1	16691881721	4850600841000011		S05.2 - Рваная...	11.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Московс...
5			M	1	16691881721	4850600841000011		S05.5 - Проника...	11.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Московс...
6			Ж	6584875465544	6584875465544554	4802007047028008		I20.1 - Стеночк...	11.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая Сербск...
7			M	21548796	15252303525	4802007047028008		K25.1 - Язва же...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
8			M	21548796	15252303525	4802007047028008		I20.8 - Стеноч...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
9			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		I20.8 - Другие ф...	17.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Миря пр...
10			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		K26.3 - Язва дв...	17.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Миря пр...
11			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		I20.8 - Другие ф...	17.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецк г. Миря пр...
12			Ж	3652720880000	11223344595	3333		I15 - Вторичная...	04.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая Сербск...
13			Ж	02	077443	000001		I20.9 - Стеночк...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая Сербск...
14			M	4801978127555	45884332578	2233		I20.10 - Стеноч...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая Сербск...
15			M	21548796	15252303525	4802007047028008		I20.10 - Стеноч...	17.11.2020	19.11.2020		ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
16			M	21548796	15252303525	4802007047028008		I20.10 - Стеноч...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
17			M	21548796	15252303525	4802007047028008		I20.10 - Стеноч...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
18			M	21548796	15252303525	4802007047028008		E78.6 - Неврот...	18.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
19			M	21548796	15252303525	4802007047028008		E78.6 - Неврот...	18.11.2020	02.12.2020		ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая обл. Вол...
20			Ж	3652720880000	11223344595	3333		I10 - Эссенциал...	23.11.2020			ООО МедСет (1024840851617)	Липецкая Сербск...

Работа с табличной частью журнала

Табличная часть журнала имеет цветную индикацию, где желтым цветом отмечены пациенты, дата следующего посещения которых назначена менее, чем через месяц, красным – с просроченной датой следующего посещения.

Есть возможность настроить нужные колонки в табличной части журнала. Для этого нажмите пиктограмму в левой верхней части журнала.

Перетащите сюда заголовок столбца для группировки

№	ФИО	Σ Дата рождения	Σ Пол	Σ ЕНП	Σ СНИПС	Σ Номер полиса	Σ Повод	Σ Диагноз	Σ Дата начала наблюдения	Σ
1			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		K29.4 - Хрониче...	13.11.2020	
2			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		M81.5 - Идиоп...	01.11.2020	
3			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		I20.8 - Другие ф...	17.11.2020	
4			M	1	16691881721	4850600841000011		S05.2 - Рваная...	11.11.2020	
5			M	1	16691881721	4850600841000011		S05.5 - Проника...	11.11.2020	
6			Ж	6584875465544	6584875465544554	4802007047028008		I20.1 - Стеночк...	11.11.2020	
7			M	21548796	15252303525	4802007047028008		K25.1 - Язва же...	18.11.2020	
8			M	21548796	15252303525	4802007047028008		I20.10 - Стеноч...	18.11.2020	
9			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		I20.8 - Другие ф...	17.11.2020	
10			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		K26.3 - Язва дв...	17.11.2020	
11			M	1322342123421	03903553345	1322342123421111		I20.8 - Другие ф...	17.11.2020	
12			Ж	3652720880000	11223344595	3333		I15 - Вторичная...	04.11.2020	

Появится новое окно «Выбор колонок», в котором вы сможете настроить только нужные параметры.

Выбор колонок

- Дата начала наблюдения
- Дата рождения
- Дата следующего посещения
- Дата снятия с наблюдения
- Диагноз
- ЕНП
- МО прикрепления
- Номер полиса
- Организация поставившего
- Повод
- Пол
- Поставивший
- Причина снятия
- СНИЛС
- Страховая организация
- Телефон
- Участок
- ФИО
- ЭПМЗ основание

Отмеченные галочкой значения будут отображены в табличной части журнала диспансерного наблюдения.

Журнал диспансерного наблюдения

Дата начала периода: 01.09.2020 Дата окончания периода: 23.11.2020 Включить быстрый фильтр

Фильтр: Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки)

Получить данные Сохранить Печать

№	ФИО	Дата рождения	Пол	Номер полиса	Повод	Диагноз	Дата начала наблюдения	Поставивший	Организация поставившего	Адрес пациента	МО прикрепления
1			M	1322342123421111		K29.4 - Хронич.	18.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Мера пр-кт.	ООО МедСофт (10248...
2			M	1322342123421111		M81.5 - Импот.	01.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Мера пр-кт.	ООО МедСофт (10248...
3			M	1322342123421111		I20.8 - Другое ф.	17.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Мера пр-кт.	ООО МедСофт (10248...
4			M	4850600841000011		S05.2 - Разрыв.	11.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Московска.	ООО МедСофт (10248...
5			M	4850600841000011		S05.5 - Пронжа.	11.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Московска.	ООО МедСофт (10248...
6			Ж	6884876485564856		I20.1 - Стенок.	11.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая. Сарксий	ООО МедСофт (10248...
7			M	4802007047020000		I20.5.1 - Язва ж.	18.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая обл. Волос.	ООО МедСофт (10248...
8			M	4802007047020000		I20.10 - Стенок.	18.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая обл. Волос.	ООО МедСофт (10248...
9			M	1322342123421111		I20.8 - Другое ф.	17.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Мера пр-кт.	ООО МедСофт (10248...
10			M	1322342123421111		I20.3 - Язва дв.	17.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Мера пр-кт.	ООО МедСофт (10248...
11			M	1322342123421111		I20.8 - Другое ф.	17.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Мера пр-кт.	ООО МедСофт (10248...
12			Ж	3333		I15 - Фиброзит.	04.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая, Липецк. 1.	ООО МедСофт (10248...
13			Ж	000001		I20.9 - Стенок.	18.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)		ООО МедСофт (10248...
14			M	2233		I20.10 - Стенок.	18.11.2020		ООО МедСофт (1024840851617)		ООО МедСофт (10248...

Для перемещения столбцов, нажмите левой кнопкой мыши заголовок и потяните в место, которое хотите переместить столбец, после чего отпустите кнопку мыши.

Журнал диспансерного наблюдения

Дата начала периода: 01.09.2020 Дата окончания периода: 23.11.2020

Фильтр: Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки)

Получить данные


Перетащите сюда заголовок столбца для группировки

№	ФИО	Дата рождения	Пол	Диагноз	Дата начала наблюдения	Повод	Номер полиса	Организация поставившего	Адрес пациента	МО прикрепления	Поставивший
1			М	K29.4 - Хрониче...	13.11.2020		1322342123421111	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Миря пр-кт...	ООО МедСофт (10248...	
2			М	M81.5 - Идиоп...	01.11.2020		1322342123421111	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Миря пр-кт...	ООО МедСофт (10248...	
3			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020		1322342123421111	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Миря пр-кт...	ООО МедСофт (10248...	
4			М	S05.2 - Рваная...	11.11.2020		4859600841000011	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Московска...	ООО МедСофт (10248...	
5			М	S05.5 - Проника...	11.11.2020		4859600841000011	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Московска...	ООО МедСофт (10248...	
6			Ж	I20.1 - Стенка...	11.11.2020		6584875465544554	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая. Сырский	ООО МедСофт (10248...	
7			М	K25.1 - Язва же...	18.11.2020		4802007047028008	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая обл. Волов...	ООО МедСофт (10248...	
8			М	I20.10 - Стенк...	18.11.2020		4802007047028008	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая обл. Волов...	ООО МедСофт (10248...	
9			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020		1322342123421111	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Миря пр-кт...	ООО МедСофт (10248...	
10			М	K26.3 - Язва дв...	17.11.2020		1322342123421111	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Миря пр-кт...	ООО МедСофт (10248...	
11			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020		1322342123421111	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецк г. Миря пр-кт...	ООО МедСофт (10248...	
12			Ж	I15 - Вторичная...	04.11.2020		3333	ООО МедСофт (1024840851617)	Липецкая. Липецк. 1...	ООО МедСофт (10248...	
13			Ж	I20.9 - Стенка...	18.11.2020		000001	ООО МедСофт (1024840851617)		ООО МедСофт (10248...	
14			М	I20.10 - Стенк...	18.11.2020		2233	ООО МедСофт (1024840851617)		ООО МедСофт (10248...	

Для сортировки значений по убыванию и возрастанию, нажимайте левой кнопкой мыши на область с заголовком столбца. В зависимости от количества кликов, будет отображаться стрелка вверх или вниз рядом с заголовком и производиться сортировка значений.

№	ФИО	Дата рождения	Пол	Диагноз	Дата начала наблюдения
1			Ж	I20.1 - Стенка...	11.11.2020
2			Ж	I15 - Вторичная...	04.11.2020
3			Ж	I10 - Эссенциал...	23.11.2020
4			М	I20.10 - Стенк...	18.11.2020
5			М	S05.2 - Рваная...	11.11.2020
6			М	S05.5 - Проника...	11.11.2020
7			Ж	I20.9 - Стенка...	18.11.2020
8			М	K29.4 - Хрониче...	13.11.2020
9			М	M81.5 - Идиоп...	01.11.2020
10			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020
11			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020
12			М	K26.3 - Язва дв...	17.11.2020
13			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020

Для подсчета по нужному параметру нажмите левой кнопкой мыши на знак «Сумма» и выберите нужный параметр.




Общий итог будет отображен под таблицей.

Скриншот основного окна программы. Вверху указаны даты начала и окончания периода: 01.09.2020 - 23.11.2020. Фильтр: Наблюдение, установленное за период (фильтр по дате постановки). Таблица содержит следующие данные:

№	ФИО	Дата рождения	Пол	Диагноз	Дата начала наблюдения
1			Ж	I20.1 - Стенка...	11.11.2020
2			Ж	I15 - Вторичная...	04.11.2020
3			Ж	I10 - Эссенциал...	23.11.2020
4			М	I20.10 - Стенок...	18.11.2020
5			М	S05.2 - Рваная...	11.11.2020
6			М	S05.5 - Проника...	11.11.2020
7			Ж	I20.9 - Стенка...	18.11.2020
8			М	K29.4 - Хрониче...	13.11.2020
9			М	M81.5 - Идиопа...	01.11.2020
10			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020
11			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020
12			М	K26.3 - Язва дв...	17.11.2020
13			М	I20.8 - Другие ф...	17.11.2020
14			М	K25.1 - Язва же...	18.11.2020
15			М	I20.10 - Стенок...	18.11.2020
16			М	I20.10 - Стенок...	17.11.2020
17			М	I20.10 - Стенок...	18.11.2020
18			М	I20.10 - Стенок...	18.11.2020
19			М	E78.6 - Недоста...	18.11.2020
20			М	E78.6 - Недоста...	18.11.2020
Общий итог					
Итого = 20,00					

Редактирование


Чтобы редактировать диспансерное наблюдение, выберите пациента из списка одним кликом и нажмите кнопку «Редактировать».



16	M	21548796	15252303525	4802007047028008	020.10 - Снежок.	17.11.2020	19.11.2020	Мухомов А. В. (Спа.	ООО МедСист (1024840851617)
17	M	21548796	15252303525	4802007047028008	Е78.6 - Неясно.	18.11.2020			ООО МедСист (1024840851617)
18	M	1	16891881721	4850600841000011	505.3 - Ревмат.	23.11.2020	07.03.2021		ООО МедСист (1024840851617)
19	X	355212080000	1122344555	333	I10 - Эссенциал.	23.11.2020			ООО МедСист (1024840851617)
20	M	21548796	15252303525	4802007047028008	020.10 - Снежок.	18.11.2020			ООО МедСист (1024840851617)
21	M	21548796	15252303525	4802007047028008	Е78.6 - Неясно.	18.11.2020	02.12.2020		ООО МедСист (1024840851617)

Кнопка «Редактировать» выделена синим прямоугольником.

Появится возможность отредактировать дату постановки на диспансерное наблюдение, врача, поставившего на ДН, врача, осуществляющего ДН, диагноз.



Диспансерное наблюдение

Номер полиса: 23.11.20

Дата: 23.11.2020

Врач поставивший на ДН: [Имя]

Врач осуществляющий ДН: [Имя]

Диагноз: I10 - Эссенциальная [первичная] гипертензия


Кнопка «Готово» выделена синим прямоугольником.

Экспорт журнала

Для экспорта журнала диспансерного наблюдения в формате .xlsx необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Реестр будет сохранен с учетом примененных настроек.



Откроется окно сохранения. Выберите папку назначения и нажмите «Сохранить».



Печать

Для печати журнала диспансерного наблюдения нажмите кнопку «Печать».

