Программный комплекс «Квазар»

Модуль «Архив гистологических препаратов и биологических материалов»

Руководство пользователя

Оглавление

Описание модуля	
Права пользователей и роли персонала	4
Начало работы с модулем	
Создание записи	
Редактирование записи	8
Удаление записи	
Обновление данных	9
Экспорт журнала	10

Описание модуля


Модуль «Архив гистологических препаратов и биологических материалов» предназначен для контроля поступления и передачи гистологических препаратов и биологических материалов.

Права пользователей и роли персонала

Для доступа к модулю требуются права пользователя «Архив гистологических препаратов и биологических материалов». Роли персонала для данного модуля не используются.

Начало работы с модулем

Выберите модуль «Архив гистологических препаратов и биологических материалов».




Будет открыто окно модуля.




Создание записи


Для создания записи в журнале «Архиве гистологических препаратов и биологических материалов», нажмите на кнопку «Добавить запись».



Будет открыто новое окно «Создание препарата/материала».



Внесите дату поступления препарата/материала вручную либо с помощью «Календаря». Внесите номер парафинового блока и номер стекла.



Если препарат/материал передан в архив, нажмите на кнопку «Сохранить».

Если препарат/материал передан в тот же день, продолжите работу в окне и заполните блок «Сведения о передаче парафинового блока».

Созданная запись о передаче препарата/материала в архив будет отображена в табличной части журнала.



Редактирование записи


Чтобы внести изменения в ранее созданную запись, в том числе, сведения о передаче парафинового блока, выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Изменить запись».



Будет открыто новое окно «Изменение препарата/материала».

Заполните сведения о передаче парафинового блока.

Внесите дату передачи материала вручную либо с помощью «Календаря». Поля «ФИО и регистрационные данные документа, удостоверяющего личность лица, которому передан блок», «Место работы лица, получившего парафиновый блок», «Основание передачи парафинового блока» заполняются вручную.



После внесения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

Удаление записи

Для удаления ошибочно созданной записи, выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Удалить».




Обновление данных

Если ранее созданные записи не отображаются в журнале, нажмите на кнопку «Обновить данные».



Экспорт журнала

Журнал «Архив гистологических препаратов и биологических материалов» возможно экспортировать в формат CSV. Для этого необходимо нажать на кнопку «Показать действия» и выбрать «Экспортировать данные».



Откроется окно сохранения, в котором будет предложено указать место, куда сохранить файл. Укажите нужные данные и нажмите на кнопку «Сохранить».

